




kit 0C Antieffrazione per la Catena di Custodia del Prelievo d'Urina Composto da:

n° 03 (o n.2) CONTENITORI **STERILI MOD. BC075



ETICHETTA DOCUMENTALE DEL PRELIEVO
CONTROLLO TEMPERATURA
CAPIENZA: fino a 70 CC



Uso Forense

n. 01 Set SIGILLI (a cavallotto) con matrici numerate per Registro e predisposto per aliquote A , B , C

0A 0501	<input type="checkbox"/>	Data/Ora _____ /Azienda _____ Laboratorio _____ Rif. _____	Alcooltest Marketing Italy	0A 0501
		Medico _____ Codice _____ Reg.n _____ Firma Medico _____		
		Utente _____ Cod. Fis. _____ Firma Utente _____		
0A 0501	B	Data/Ora _____ /Azienda _____ Laboratorio _____ Rif. _____	Alcooltest Marketing Italy	0A 0501
		Medico _____ Codice _____ Reg.n _____ Firma Medico _____		
		Utente _____ Cod. Fis. _____ Firma Utente _____		
0A 0501	C	Data/Ora _____ /Azienda _____ Laboratorio _____ Rif. _____	Alcooltest Marketing Italy	0A 0501
		Medico _____ Codice _____ Reg.n _____ Firma Medico _____		
		Utente _____ Cod. Fis. _____ Firma Utente _____		


Anti-effrazione anche per applicazioni in superfici siliconate.

Predisposto per dati :
Medico
Paziente
Laboratorio
Data , Orario,
N. 2 Firme
Matrice registro adesiva **

n. 01 Busta Anti-effrazione ed Ermetica, codificata con Bar-Code (numerata) per il trasporto



Per Aliquota A+B per M.C.
Il test ToxCup (tappo) non altera l'urina
(Test e CUSTODIA in un solo dispositivo)
con parametri ANTIADULTERANTI e temperatura



Ermetica per quote A + B + C



QuickTox Per Laboratori ad immersione + Anti-adulteranti
da 7, 8, 10 parametri
+ CR + NI + PH + OX